


高场核磁中心 500MHz 的 Icon 新使用操作方法


各位同学，为了方便管理和操作，现在高场核磁中心 500MHz 核磁使用以下新的上机操作方法：

1) 每个上机用户一个用户名和密码。


如下图所示，选择你的账号，进入然后输入密码，就可以使用。




在菜单栏的“Options”里面的“Change Additional Users Password”可以修改当前用户的密码。如下图：



上机的时候可能看到如下图，直接选择您的账号，敲 Enter 然后输入密码就可以进入操作界面。




有可能是下面这种情况，点击右下角的“Change User”，就能够出现上面的界面，然后选择用户进入。



请注意：如果您设置完成实验和提交，请再次点击 Change User 这个按钮退出用户。避免他人使用您的账号做实验。同时软件将在空闲 1 分钟以后退出当前账号。

2) 实验数据保存在相应课题组组长文件夹内，这个保存路径是不能够修改的，


您可以修改您的实验名称。如下图：



实验做完成，数据会马上上传到 ftp 服务器上，所以不存在延时问题，也不会出现之前的数据只有部分上传就下载，导致您那边显示的和操作电脑上的不一致问题。

可能会出现的问题：

1) 在其他用户打开的列表中提交你的实验，会出现一下报错：



2) 不允许关闭 ICON，如果你不小心按到，会出现以下报警。只要取消就可以了。

